

Bańki szklane ogniowe tzw. lekarskie 10/20 szt.



Bańki szklane ogniowe tzw. lekarskie 10/20 szt.

Bańki szklane ogniste, popularnie nazywane bańkami lekarskimi, to tradycyjne narzędzia stosowane w terapii baniek, znanej również jako bańkoterapia. Wykonane są one z wysokiej jakości szkła ogniotrwałego, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Bańki posiadają odpowiednie wymiary, umożliwiające efektywne i komfortowe stosowanie podczas terapii.

Główne cechy produktu:

Wysokiej jakości szkło ogniotrwałe:

Wykonane z wysokiej jakości szkła ogniotrwałego, zapewniające trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji:

Możliwość mycia i dezynfekowania środkami przeznaczonymi do powierzchni szklanych,

co umożliwi utrzymanie odpowiedniej higieny.

Parametry techniczne:

30mm

średnica wewnętrzna
otworu

40mm

średnica zewnętrzna
otworu

50mm

wysokość bańki

Instrukcja użytkowania:

1. Przed pierwszym użyciem, dokładnie umyj bańki szklane w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie dokładnie je spłucz i osusz.
2. Przygotuj skórę pacjenta, na której będą umieszczane bańki. Skóra powinna być czysta i sucha.
3. W przypadku stosowania baniek do terapii baniek, stosuj się do zaleceń specjalisty lub instrukcji danego rodzaju terapii.
4. Przyłóż bańkę do skóry pacjenta, tak aby utworzyć podciśnienie. Można to zrobić poprzez włożenie w bańkę palca i szybkie wyciągnięcie, co spowoduje zassanie skóry do bańki.
5. Po umieszczeniu bańki na skórze, upewnij się, że nie powoduje to dyskomfortu lub bólu pacjenta.
6. Po zakończeniu terapii, ostrożnie usuń bańki ze skóry pacjenta, unikając nadmiernego nacisku lub ruchów, które mogą powodować podrażnienia.
7. Po użyciu, dokładnie umyj bańki w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie spłucz i osusz. Możesz również zdezynfekować je środkami przeznaczonymi do powierzchni szklanych.
8. Przechowuj bańki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
9. Regularnie sprawdzaj bańki pod kątem ewentualnych pęknięć lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj ich i skontaktuj się z producentem.

Kiedy stosować:

Bańki szklane ogniste, czyli bańki lekarskie, są stosowane w różnych przypadkach terapeutycznych, w tym:

- Terapii baniek, mającej na celu poprawę krążenia krwi, zmniejszenie napięcia mięśniowego, oraz złagodzenie bólu.
- Terapii punktów spustowych, pomagającej w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego.
- Terapii relaksacyjnej, mającej na celu redukcję stresu i poprawę samopoczucia.

Przed zastosowaniem bańek w terapii, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim specjalistą, aby dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz uniknąć ewentualnych powikłań.