

# Instrukcja używania pompy

## Instructions for use - pump

Wydanie/edition 08.2022



1. Pompę ustawić w pozycji horyzontalnej lub zawiesić na haczykach.  
*Position pump on horizontal surface or hang the pump to the foot end bed rail after opening pump's hanger to proper width.*
2. Ułożyć materac na łóżku. Zabezpieczyć go poprzez zwiniecie wyłogów pod materac łóżka. Wlot powietrza musi być w części stopowej łóżka.  
*Place the mattress on the bed. Secure it with end flaps or straps. Air intake must be at foot end of bed.*
3. Podłączyć rurki zasilające do wylotu materaca i pompy. Upewnić się czy rurka nie jest zagnieciona lub skręcona. Pozwolić na swobodne ułożenie się przegród materaca.  
*Connect mattress air tubes to the pump checking the air tubes are not kinked or twisted under mattress. Then make sure air tubes "click" into pump and fixed firmly.*
4. Pompę podłączyć do prądu i włączyć. Zaświeci się lampka kontrolna włącznika.  
*Connect Power cord to the air pump and then plug into a suitable electrical power source. Then switch on the power to begin to inflate the mattress.*
5. Ustawić regulator ciśnienia w połowie potencjometru. Pozostawić materac na 20-30 minut w celu pełnego napompowania.  
*Adjust pressure to the half of the power. Allow 20-30 minutes for mattress to inflate fully.*
6. Przykryć materac prześcieradłem, nie naciągać.  
*Cover the mattress with a sheet and tuck loosely.*
7. Ciśnienie w materacu można regulować za pomocą pokrętki w celu zapewnienia większego komfortu dla pacjenta.  
*If pump pressure is adjustable, please use pressure adjustable dial to give maximum patient comfort.*



### UWAGA: / CAUTION:

NIE WOLNO używać w obecności produktów łatwopalnych. Grozi to wybuchem.

DO NOT use in the presence of flammable materials. Can create an explosion hazard.

Parametry: / Specifications:

• 220-240V    • 50 Hz



### LIKwidACJA Zużytych Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu należy oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłyby być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Dalszych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla podmiotów w krajach Unii europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy. Likwidacja w krajach poza Unię europejską Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swojego sprzedawcy.



Wytwórca: / Manufacturer:

mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104, 94-007,  
90-349 Łódź, Poland

### DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the products or accompanying documents means that used electrical or electronic products should not be disposed of with the normal household waste. For proper disposal, refurbishment or recycling, please take these products to the collection points for this type of waste. Alternatively, in some EU countries or other European countries, you may return your product to your local retailer when purchasing a similar new product. By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and support the prevention of potential negative effects on the environment and human health, which could result from incorrect disposal. For further information, please contact your local municipality or collection point waste collection points. Penalties may be imposed in accordance with local regulations if this product is disposed of in an inappropriate manner. For parties within the European Union, if you wish to discard electrical or electronic equipment, please obtain the necessary information from your retailer or supplier. Elimination in countries outside the European Union. This symbol is valid in the European Union. If you wish to decommission this appliance, please obtain the correct decommissioning information from your local authorities or from your retailer.