

Materac przeciwoodleżynowy POLYPLOT z pokrowcem POLYMAILLE do łóżek 90x200



Materac przeciwoodleżynowy POLYPLOT z pokrowcem POLYMAILLE

jest idealnym rozwiązaniem dla osób trwale leżących. Gofrowany materac wykonany jest z dwóch warstw: wysokoelastycznej pianki z efektem pamięci, warstwa górna oraz wysokoelastycznej pianki HR, warstwa dolna. Zastosowanie materiałów o różnej gęstości pozwala na lepszy rozkład nacisku i przeniesienie go z miejsc bardziej narażonych na powstanie odleżyn do miejsc, gdzie ryzyko powstania odleżyn jest mniejsze. Dodatkowo materac przeciwoodleżynowy z pokrowcem POLYMAILLE wspomaga krążenie, a innowacyjny kształt dolnej warstwy idealnie zabezpiecza kość ogonową i pośladki. Materac przeciwoodleżynowy dzięki pokrowcowi POLYMAILLE jest prosty w użyciu i łatwy w utrzymaniu higieny.

Materac znakomicie sprawdza się w opiece długoterminowej w profilaktyce przeciwoodleżynowej jak również wspomaga leczenie istniejących już odleżyn I i II stopnia. Materac posiada funkcję przeciwoodleżynową do II stopnia w czterostopniowej skali EPUAP. Posiada wysokoelastyczną piankę HR oraz specjalne mobilne bloczki, które powodują, że materac idealnie dopasuje się do każdej pozycji łóżka rehabilitacyjnego. Duża powierzchnia mobilnych bloczków zwiększa powierzchnię kontaktu z ciałem. Zwiększona powierzchnia kontaktu, zmniejsza nacisk jednostkowy a więc ryzyko odleżyn. Kanały wentylacyjne zapewniają dostęp powietrza oraz redukują wilgoć – co powoduje, że ciało mniej się poci.

MATERAC NIE PODLEGA DOFINANSOWANIU Z NFZ

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

W zestawie z materacem przeciwoślizgowym POLYLOT dostępny jest wysokoelastyczny pokrowiec na materac polymaille. Pokrowiec jest „oddychający” – nieprzemakalny ale paroprzepuszczalny. Wykonany z hypoalergicznego i elastycznego materiału. Posiada trzystronny zamek błyskawiczny i antypoślizgową podstawę. Może być prany w pralce. Przeznaczony wielokrotnego użytku (może być prany w pralce i wysokiej temperaturze).

Dokładny rozmiar materaca to 195-197 cm (margines błędu to +/- 2 cm) długości i 86-87 cm szerokości, wysokość 14 cm na zamówienie możemy dla Państwa sprowadzić inny rozmiar (wycena indywidualna)

Materac wykonany jest z wysokoelastycznej i formowalnej pianki HR która to jest:

- Miękka i elastyczna, doskonale dopasowuje się do ciała użytkownika
- Niezwykle trwała, nie kruszy się i zachowuje swoje właściwości nawet do 5 lat
- Piana HR o gęstości 40 kg/m³
- Materac wytrzyma obciążenie do 130 kg

Cechy produktu:

- Piana wysoko-elastyczna.
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość.
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom.
- Gwarantuje przyjemny komfort.
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia.
- Odzyskuje pierwotny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa.
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.

Materac posiada innowacyjny pokrowiec POLYMAILLE.

WŁAŚCIWOŚCI POKROWCÓW POLYMAILLE:

- Warstwa poliuretanu na poliestrze jersey
- Hiperalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybicze).
- Rozciągliwy w 2 strony redukuje siły ścinające i jest odporny na rozdarcie.
- Oddycha, poprawiając mikroklimat.
- Nie przepuszcza płynów.
- Podłoże anty-poślizgowe.
- Zamek błyskawiczny z trzech stron.



Każdy oferowany przez nas materac firmy Systam ze względu na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca lub jego górze . Sporadyczne pęknięcia nie są wadą a jedynie efektem natlenienia piany. Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.

Materac przed pierwszym użyciem należy rozwinąć, bez obciążenia pozostawić na około 1 lub 2 godziny.

Aby materac utrzymał swoje parametry należy raz na 7/10 dni rozsunąć pokrowiec , przewietrzyć pomieszczenie w którym się znajduje tak aby piana nabrała powietrza.