

Obrotowa platforma do przesadzania niepełnosprawnego Etac Turner Pro



Obrotowa platforma Etac Turner Pro

Przemieszczenie osoby chorej i niepełnosprawnej z łóżka na krzesło czy wózek transportowy często jest czynnością bardzo uciążliwą i trudną. Stanowi nie lada wyzwanie zwłaszcza przy całkowitych niedowładach ciała oraz braku dodatkowej pomocy.

Transfer renomowanej szwedzkiej firmy Etac Turner Pro zapewnia w takiej sytuacji bezpieczeństwo i pomoc w przemieszczaniu pacjenta. Osoby potrzebujące pomocy przy wstawaniu i zmianie pozycji bardzo często czują się niepewnie a opiekunowie doznają urazów kręgosłupa. Obawy i niepewność pacjenta oraz opiekuna utrudniają wstawanie. Obrotowa platforma do przesadzania niepełnosprawnego Turner Pro ułatwia bezpieczny transfer pacjenta z łóżka na wózek, z wózka na toaletę czy z fotela na krzesło. Zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjentowi oraz opiekunowi.

Obrotowa platforma do przesadzania niepełnosprawnego Etac Turner Pro wykonana jest z wytrzymałych stopów aluminium i stali. Zachowuje przez to lekkość i wysoką

funkcjonalność. Zastosowano miękkie podpórki pod kolana, ergonomiczną rękojeść oraz funkcjonalną płytę obrotową wykonaną z aluminium z kołami do transportu. Produkt jest rekomendowany dla placówek medycznych. Z łatwością może być wykorzystany w domu pacjenta.

Dane techniczne:

- Wysokość uchwytu: 78-120cm
- Średnica płyty obrotowej: 40cm
- Wysokość płyty obrotowej: 20mm
- Szerokość podpórki kolana: 38cm
- Wysokość podpórki kolana: 15cm

Materiał:

Aluminium, stal proszkowana i chromowana

Waga:

- Waga całkowita: 7,5 kg,
- Max. Waga użytkownika: 200 kg

Instrukcja czyszczenia:

Czyścić i dezynfekować środkami o pH 5-9 w temperaturze do 85°C

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Produkt zgodny z dyrektywą europejską 93/42/EEC

TURNER PRO – bezpieczny transfer





ETAC Turner Pro

Bezpieczeństwo i pomoc w przemieszczaniu pacjenta

Dlaczego bezpieczeństwo przy transferze pacjenta jest ważne?

Osoby potrzebujące pomocy przy wstawaniu i zmianie pozycji bardzo często czują się niepewnie a asystenci doznają urazów. Obawy i niepewność pacjenta oraz opiekuna utrudniają wstawanie.

Turner Pro ułatwia bezpieczny transfer pacjenta.

ETAC Turner Pro zapewnia:

- transfer z łóżka na wózek/krzesło toaletowe
- transfer z wózka na toaletę
- transfer z fotela na wózek/krzesło toaletowe



ETAC Turner Pro – Zalety

- Kompaktowy – łatwy w transporcie, waży tylko 7,5 kg.
- Pomarańczowa rękojeść – widoczna dla osób z demencją i zaburzeniami widzenia
- Miękkie i regulowane podpórki kolan
- Funkcjonalna płyta obrotowa wykonana z aluminium z kołami do transportu.



etac®
Creating Possibilities

 **Turner Pro**
Jakość|Pewność|Efekt



Kod produktu	16090106
Cena brutto	1450,00 zł

Dane techniczne:

- Wysokość uchwytu: 78-120 cm
- Średnica płyty obrotowej 40 cm
- Wysokość płyty obrotowej 20 mm
- Szerokość podpórki kolana: 38 cm
- Wysokość podpórki kolana: 15 cm

Materiał:

Aluminium, stal proszkowana i chromowana

Waga:

- Waga całkowita: 7,5 kg,
- Max. Waga użytkownika: 200 kg

Instrukcja czyszczenia:

Czyścić i dezynfekować środkami o pH 5-9 w temperaturze do 85°C

Produkt zgodny z dyrektywą europejską 93/42/EEC
Gwarancja na wady fabryczne 2 lata

