


Lekka podpórka rehabilitacyjna dwukołowa DELUXE firmy ARMEDICAL



Lekka podpórka rehabilitacyjna dwukołowa to sprzęt pomocniczy przeznaczony do osobistej mobilności, ułatwia pionizację, poruszanie czy przewożenie bagażu podręcznego. Dzięki niemu codzienne czynności nie stanowią problemu, a osoby starsze lub niepełnosprawne czują się samodzielne. Stają się przez to niezależne, gdyż mogą się same przemieszczać. Lekka podpórka rehabilitacyjna dwukołowa to produkt medyczny, w związku z tym przechodzi różnego rodzaju testy, by spełnić wszelkie normy i zdobyć odpowiednie certyfikaty. Wykonana jest z lekkich stopów aluminium i stali, by móc się swobodnie poruszać, a w razie napotkania przeszkody bez problemu lekko podnieść stelaż.

Przy tworzeniu lekkiej konstrukcji nie zapomniano również o solidności i stabilności. Lekka podpórka rehabilitacyjna dwukołowa ma antypoślizgowe nakładki i posiada różnego rodzaju blokady bezpieczeństwa. Podpórka dwukołowa aluminiowo-stalowa z ławką jest bardzo lekka (tylko 4,8 kg) oraz wyposażona została w dwa anatomiczne uchwyty z bezpieczną regulacją wysokości. Komfortowa i miękka ławka pokryta została tworzywem PVC.

Informacje o produkcie:

- rama aluminiowo-stalowa, składana
- lakierowana metodą proszkową
- nowoczesny design
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- ergonomicznie wyprofilowane uchwyty
- 2 podwójne przednie koła, bezobsługowe, pełne - 10 cm
- 2 nogi ze stopkami antypoślizgowymi
- wyposażona w siedzisko z oparciem
- siedzisko wykonane z tworzywa

Parametry techniczne:

- Wymiary siedziska: 37 x 24cm
- Wysokość do siedziska: 49cm
- Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 45cm
- Wysokość rączek: 79-88cm (co 2,5cm)
- Szerokość całkowita: 59cm
- Długość całkowita: 61cm
- Szerokość (grubość po złożeniu): 21cm
- Waga: 4,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 136kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty.

Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.