

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa aluminiowa COMPACT AR-026



Podpórka czterokołowa Compact AR-026 firmy ARMEDICAL

Compact AR-026 to nowocześnie zaprojektowana podpórka dla klientów, którzy chcieliby używać kolorowego, wyróżniającego się produktu, jednocześnie świetnie wyposażonego, zwrótnego i kompaktowego.

Model ten dzięki ultra niskiej wadze oraz kompaktowym rozmiarom jest bardzo praktyczny w codziennym użytkowaniu. Chodzik Compact jest niezwykle zwrótny i lekki, w szczególności polecany dla osób z niedowładem, dla których trzymanie podpórki oburącz jest niemożliwe. Idealnie sprawdzi się podczas codziennych spacerów jak również polecana do użytkowania wewnątrz pomieszczeń z uwagi na swoje kompaktowe rozmiary – 58 cm szerokości. Będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują odrobiny wsparcia w aktywnym i niezależnym funkcjonowaniu.

Bezpieczeństwo zapewni stabilna konstrukcja i wyjątkowy hamulec postojowy, który w łatwy sposób również można obsługiwać tylko jedną ręką.

Informacje o produkcie

- nowoczesna rama aluminiowa,
- rama składana, lakierowana metodą proszkową
- ultraszybkie składanie, system nożycowy
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- regulacja wysokości uchwytu co 3,5cm
- wygodny i stabilny uchwyt do pchania
- 4 koła bezobsługowe, antypoślizgowe PVC – 6" (16cm)
- koło przednie skrętne
- standardowe wyposażenie: hamulec z systemem postojowego blokowania, torba na zakupy nylonowa, taca

Parametry techniczne

- Szerokość całkowita: 58 cm
- Wysokość całkowita: 60cm
- Szerokość „grubość” po złożeniu: 20 cm
- Regulacja wysokości rączek: 85-98 cm
- Rozmiar torby: 34x22x26 cm
- Rozmiar tacy: 40x27 cm
- Waga: 6,2kg
- Maksymalna waga użytkownika 108kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić

sprawność ruchową

- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.