

## Podpórka inwalidzka aluminiowa AT51034



## Podpórka inwalidzka aluminiowa AT51034

Ten rolator ma nowoczesny wygląd i został zaprojektowany dla wymagającego klienta. Podpórka jest bardzo lekka, pomaga przy wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osobom starszym. Podpórka jest zwrotna, poręczna i bardzo funkcjonalna. Jej maksymalne obciążenie wynosi 130 kg, a do torby możemy schować zakupy lub inne przedmioty o wadze do 5 kg. Dzięki konstrukcji krzyżakowej łatwo ją złożyć do transportu lub przechowywania.

Podpórka AT51034 wyposażona jest w miękkie siedzisko, co umożliwia użytkownikowi odpoczynek w trakcie chodzenia lub wyprawy na zakupy czy przechadzki po parku. Ma regulowane na wysokość uchwyty, więc łatwo można dopasować ich wysokość do wzrostu użytkownika.

### Cechy produktu:

- Składana nowoczesna aluminiowa rama
- Torba na zakupy
- Ergonomiczne uchwyty
- Wygodne siedzisko z oparciem
- Odblaski na kołach
- Średnica kół: przednie 8", tylne 7"
- Waga: 7,35 kg

## Parametry techniczne:

### CHODZIK AT51034



- Waga: 7,35 kg
- Średnica kół: przednie 8", tylne 7"
- Maksymalne obciążenie 136 kg

- Chodzik czterokołowy aluminiowy
- Składana nowoczesna aluminiowa rama
- Torba na zakupy
- Ergonomiczne uchwyty
- Wygodne siedzisko z oparciem
- Odblaski na kołach

 Szerokość między uchwytami 46,5 cm

 Wysokość siedziska: 61 cm

 Wysokość: 79,5 - 92,5 cm

 Szerokość całkowita 63 cm

 Głębokość siedziska 20 cm

 Szerokość siedziska 46 cm

## Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

## PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

## INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.