

Nadstawka na ubikację Clipper II



Clipper II

Wykonywanie codziennych czynności fizjologicznych i toaletowych może stanowić nie lada problem dla osób chorych i starszych. Wygodne siadanie na muszlę sedesową staje się bolesne i niemożliwe zwłaszcza po operacji kolan czy biodra. Dzięki nadstawce na ubikację Clipper II dostosujesz wysokość muszli sedesowej do wygodnej wysokości, aby siadanie i wstawanie nie stanowiło już problemu. Nakładkę dopasujesz do każdej muszli o szerokości krawędzi od 7-12 cm. Stosowanie nadstawki na ubikację Clipper II jest niezwykle bezpieczne, potwierdzają to testy, które dopuszczają obciążenie na poziomie nawet 150 kg. Nadstawka wykonana jest w całości z tworzywa sztucznego, zapewnia wiele lat bezproblemowego użytkowania. Nie chłonie zapachów.

Nakładka na ubikację CLIPPER II może być myta standardowymi środkami czyszczącymi nie zawierającymi chloru i dodatków ściernych. Przez to przez długi czas może służyć zachowując higieniczną czystość i wygląd. Clipper II posiada 4 wygodne klipsy zapewniające szybkie i skuteczne mocowanie. Jest przez to stabilne i pewne. W celu zainstalowania wystarczy umieścić nasadkę na muszli sedesowej. Maksymalne obciążenie to 185 kg.

Parametry techniczne:

- Waga: 1,5 kg
- Wymiary wewnętrzne: 22 x 25,5 cm,
- Wymiary zewnętrzne: 39 x 47 cm,
- Wysokość: 11 cm.
- Dopuszczalne obciążenie: 185 kg