

Balkonik stalowy czterokołowy 286B firmy Vermeiren - NFZ



Rolator służy do podparcia dla osób , które mają nie wystarczająco siły w nogach podczas; samodzielnego stania , lub poruszania się. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia. Rolator może być używany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Aczkolwiek nie może być używany przez osoby ze słabymi rękami z dysfunkcjami ramion oraz przez osoby z z zachwianym poczuciem równowagi.

Szerokość 600 mm

Szerokość (po złożeniu) 600 mm

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Długość (po rozłożeniu) 680 mm

Długość (po złożeniu) 270 mm

Wysokość uchwyty 780 - 990 mm

Odległość uchwyty 455 mm

Wysokość (po złożeniu) 915 mm

Wysokość siedziska 600 mm

Szerokość siedziska 420 mm

Głębokość siedziska 160 mm

Waga 9,00 kg Z koszykiem i tacka 9,85 kg

Kółka Ø 190 mm x 45 mm

Hamulce wielofunkcyjne

Średnica skrętu 1200 mm

Maksymalna waga użytkownika max. 120 kg

Maksymalne obciążenie koszyka max. 5 kg

Objętość koszyk 14 l (330x210x170; 390x260x170)

Wskazania:

- **Poprawa równowagi** - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- **Rehabilitacja po urazach** - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- **Ułatwienie poruszania się** - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.