

## Balkonik aluminiowy czterokołowy QUADRI Light



Balkonik daje możliwość poruszania się w sposób bardzo bezpieczny i komfortowy. Funkcjonalność i nowoczesny design idą w parze. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwi w łatwy sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów. Ta podpórka spełnia wymagania ergonomii, trwałości, funkcjonalności oraz komfortu. Aluminiowa lekka konstrukcja i łatwość składania pozwalają przewozić ją nawet w małych autach. Przy niewielkiej wadze 7,25 kg podpórka gwarantuje olbrzymią wytrzymałość do 130 kg.

### CECHY:

- Składany na płasko,
- uchwyt na kule,

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

- siedzisko,
- uchwyty ergonomiczne,
- regulacja wysokości rączek,
- koszyk na zakupy,
- blokada składania

Szerokość 650 mm

Szerokość (po złożeniu) 290 mm

Szerokość (po przewożeniu) 290 mm

Długość (po rozłożeniu) 700 mm

Długość (po złożeniu) 700 mm

Długość (po przewożeniu) 400 mm

Wysokość maksymalna 930 mm

Wysokość minimalna 805 mm

Wysokość (po złożeniu) 805 mm

Wysokość (po przewożeniu) 670 mm

Wysokość siedziska 610 mm

Szerokość siedziska 450 mm

Głębokość siedziska 200 mm

Waga 7,20 kg Z koszykiem 7,25 kg

Kółka Przednie: 8" (Ø 200 mm x 40 mm) Tylne: 7" (Ø 178 mm x 40 mm)

Hamulce Wielofunkcyjne

Max. nachylenie do przodu 15°

Max. nachylenie do tyłu 15°

Max. nachylenie na boki 10°

Maksymalna waga użytkownika maks. 130 kg

Maksymalne obciążenie koszyka maks. 5 kg

Promień skrętu 1310 mm

#### Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

#### PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

#### INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.