

Elegancki 4-kołowy balkonik Four-Light - NFZ



Ta elegancka podpórka pozwala poczuć w pełni swobodę jaką daje możliwość poruszania się w sposób bezpieczny i komfortowy. Posiada dużą funkcjonalność i nowoczesny wygląd. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwi w łatwy sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów. Podpórka jest projektem spełniającym wymagania ergonomii, trwałości, funkcjonalności oraz komfortu. Aluminiowa lekka konstrukcja i łatwość składania wprowadza wygodę w przechowywaniu oraz przewożenie nawet w małych autach. Przy niewielkiej wadze 7,45 kg Four Light gwarantuje olbrzymią wytrzymałość do 130 kg.

CECHY:

- Składany na płasko,
- uchwyt na kule,
- siedzisko,
- uchwyty ergonomiczne,
- regulacja wysokości rączek,
- koszyk na zakupy,
- blokada składania,
- wypinane koła przednie

Szerokość 660 mm

Szerokość (po złożeniu) 300 mm

Długość (po rozłożeniu) 750 mm

Wysokość maksymalna 990 mm

Wysokość minimalna 870 mm

Wysokość siedziska 550 mm

Szerokość siedziska 450 mm

Głębokość siedziska 250 mm

Waga 8 kg Z koszykiem/ pasami bezpieczeństwa 8,45 kg

Przednie koła 8 x 1 ¼ (Ø 200 mm x 35 mm)

Tylne koła Ø 175 mm x 35 mm

Hamulce Wielofunkcyjne

Max. nachylenie do przodu 15°

Max. nachylenie do tyłu i na boki 10°

Maksymalna waga użytkownika maks. 130 kg

Maksymalne obciążenie koszyka maks. 5 kg

Promień skrętu 1760 mm

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.