

Tanie łóżko rehabilitacyjne Club VARIO / VARIO D



Tanie łóżko rehabilitacyjne Club VARIO / VARIO D

Łóżko CLUB VARIO zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pełnego komfortu. Model ten oferuje szereg możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Łóżko to powinno posiadać odpowiednio dobrany materac (zalecany: min. gęstość pianki RG 35, grubość 120 mm, ciężar maks. 165 kg)

Główne cechy:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Doskonały standard jakościowy i funkcjonalność:

CLUB VARIO to produkt renomowanej marki VERMEIREN, która znana jest ze swojego zaangażowania w zapewnienie wysokiej jakości swoich wyrobów medycznych. Łóżko zostało starannie zaprojektowane, aby sprostać różnorodnym potrzebom osób leżących oraz personelu medycznego.

Wsparcie procesu pielęgnacji i rehabilitacji:

Dzięki szerokim możliwościom regulacji pozycji, łóżko CLUB VARIO umożliwia wygodne i skuteczne prowadzenie procesu pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów. Poszczególne funkcje łóżka zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwiać opiekę nad osobami leżącymi.

Zwiększenie jakości życia osób leżących:

CLUB VARIO nie tylko pomaga w procesie leczenia i rehabilitacji, ale także poprawia komfort oraz jakość życia osób leżących. Dzięki możliwości płynnej regulacji pozycji i wysokości leża, użytkownicy mogą znaleźć optymalne ustawienie dla siebie, co przekłada się na większy komfort i lepsze samopoczucie.

Czterosegmentowe leże:

Dzięki podziałowi na cztery segmenty - głowowy, tułowiowy, uda oraz łydki - użytkownik może dostosować każdą część ciała niezależnie, co zapewnia optymalne wsparcie i komfort podczas leżenia. Ta zaawansowana funkcja umożliwia również zróżnicowane pozycje terapeutyczne, co jest szczególnie ważne podczas rehabilitacji i pielęgnacji osób leżących.

Estetyczna obudowa w kolorze drzewa bukowego:

Obudowa łóżka wykonana w kolorze drzewa bukowego nie tylko dodaje elegancji, ale także sprawia, że łóżko doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami, zarówno domowymi, jak i placówkami medycznymi.

Wysoka wydajność dzięki siłownikom LINAK:

Wyposażenie łóżka w siłowniki LINAK gwarantuje niezawodność, płynność oraz cichą regulację pozycji, co jest kluczowe dla komfortu użytkowników i efektywności pracy personelu medycznego.

Bezpieczeństwo dzięki wysięgnikowi i barierkom:

Obecność wysięgnika oraz barierok na wyposażeniu łóżka zapewnia dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo dla osób leżących, minimalizując ryzyko upadków i urazów.

Dostosowanie do różnych potrzeb użytkowników i personelu medycznego:

CLUB VARIO oferuje szeroki zakres opcji dostosowawczych, takich jak uchwyty, wydłużenie łóżka, uchwyty na kroplówkę czy opcjonalny rastomat, co pozwala na indywidualne dopasowanie łóżka do konkretnych potrzeb i preferencji użytkowników oraz personelu medycznego.

Funkcje:

- Pilotowa regulacja wysokości leża.
- Pozycja anty-trendelenburga.
- Regulacja poszczególnych segmentów leża.
- Regulacja kąta nachylenia węgłowia.
- Regulacja kąta nachylenia segmentu uda.
- Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki.

Dodatkowe opcje:

1. Uchwyt do podnoszenia się.
2. Wydłużenie łóżka o 20 cm.
3. Uchwyt na kroplówkę.
4. Opcjonalny rastomat umożliwiający ręczne ustawienie podnóżka w pozycji płaskiej.
5. Opcjonalne boczne poręcze:
 - Drewniane poręcze.
 - Metalowe poręcze.
 - Dzielone poręcze (drewniane lub metalowe).

Parametry techniczne:

Całkowita szerokość	1037 mm
Szerokość leża	900 mm
Całkowita wysokość (bez wysięgnika)	834 - 1262 mm
Długość leża	2000 mm
Długość całkowita	2175 mm
Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca)	400 - 810 mm
Maksymalny zakres regulacji zagłówka	69°

Maksymalny zakres regulacji dla części udowej podnóżka	20,7°
Maksymalny zakres regulacji dla części podudowej podnóżka	-16,5°
Materac	RG 35, 120 mm grubości, 2000x900
Wysięgnik dopuszczalne obciążenie	80 kg
Waga łóżka	62 kg
Maksymalna waga użytkownika (materac)	165 kg
Maksymalna waga użytkownika (łożko)	200 kg
Średnica kół	100mm

Wiele rodzajów mocowań i akcesoriów, a także modułowa konstrukcja, umożliwiają pełne użytkowanie wózka przez osoby niepełnosprawne na skutek:

- paraliżu;
- utraty kończyn (amputacji nóg);
- uszkodzenia lub deformacji kończyn;
- sztywnych lub uszkodzonych stawów;
- niewydolności serca i słabego krążenia krwi;
- zaburzeń równowagi;
- kacheksji (ubytków masy mięśniowej).
- oraz przez osoby starsze.