

Wielofunkcyjny balkonik rehabilitacyjny ozdobiony motylami



A= Height
B= Overall width
C= Length of the handle
D= Overall Depth

Max user's weight: 130 Kg

Warranty: 2 years

Ref	Designation	A	B	C	D	Footprint when folded	Weight
22182	Butterfly Walker 3 in 1	76/86 cm	61 cm	Ø 4 cm L 10,5 cm	42 cm	54x78x12cm	1,7kg

Ten balkonik rehabilitacyjny wyróżnia się od innych tego typu produktów dostępnych na rynku tym, że jego rama jest barwnie zdobiona. Kolorowe kwiaty na balkoniku, wpływają pozytywnie na samopoczucie użytkownika. Ozdobny balkonik jest przy tym elegancki i wygląda nietuzinkowo.

Balkonik inwalidzki jest bardzo lekki. Wysokość regulowana jest za pomocą przycisku. Może być używany zarówno jako balkonik kroczący jak i stały, przestawny. Wystarczy tylko przestawić klips blokujący aby przekształcić balkonik ze stałego w kroczący. Max. waga użytkownika to 120 kg

Dokładne wymiary podane są na jednym ze zdjęć.

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.