

Materac zmiennociśnieniowy rurowy na IV stopień odleżyn obciążenie 180 kg APM 440 Plus



Materac zmiennociśnieniowy na IV stopień odleżyn APM 440 Plus

Regulacja odbywa się za pomocą panelu dotykowego, wyposażonego w wizualnie łatwe do zrozumienia piktogramy. Efektem czego jest szybkie i proste działanie. Tryb zmienny oferuje trzy oddzielne cykle działania. Ponadto, można zastosować tryb statyczny przy leczeniu pacjentów bardzo wrażliwych na ból, oraz tryb opieki, co upraszcza opiekę i mobilność.

Wszystkie komory są napełniane w ciągu 30 minut podczas pracy w trybie opieki. To znacznie ułatwia ponowne pozycjonowanie i opiekę nad pacjentami. Automatyczna blokada przycisków na panelu jest aktywowana po trzech minutach i uniemożliwia niezamierzone operowanie na panelu. Komory materaca są wysokie na 20 cm, z 7 dodatkowymi komorami wąszymi na pięty. Pozwala to pacjentowi zatopić się głębiej w materacu. W rezultacie, pacjenci nawet o wadze do 180 kg mogą być leczeni na tym materacu i skutecznie pozycjonowani.

Każda komórka wyposażona jest w szybką złączkę CPC, co pozwala na bardzo szybką wymianę lub usunięcie poszczególnych komór i swobodnie ułożyć pacjenta. Zawór bezpiecznego transportu utrzymuje system wypełniony powietrzem, gwarantując bezpieczny transport pacjenta. Dodatkowe bezpieczeństwo, gwarantuje jako podstawowe wyposażenie 3,5 cm materac piankowy.

Pompa:

- Wymiary: 39 x 22 x 12,1 mm (dł x szer. x wys.)
- waga: ~ 6 kg
- kompresor 2 membranowy w obudowie metalowej z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze
- cyfrowa kontrola z sensorem nacisku
- automatyczna blokada przycisków
- zmienny cykl pracy - 5/10/15 min
- tryb statyczny pracy dla pacjentów wrażliwych na ból
- tryb opieki
- funkcja back-up
- alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych)
- alarm utraty zasilania

Materac:

- Wymiary ~ 200 x 90 x 24 cm
- waga: ca. 16 kg
- 20 komór, 3 statyczne komory głowy, 7 komór węższych w okolicach pięt
- przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)
- zawór reanimacyjny CPR
- funkcja transportowa

Materiał:

Komory :

- Wysokiej jakości nylon z powłoka poliuretanową gwarantuje olbrzymią trwałość,

- możliwość wymiany poszczególnych komór materaca,

Pokrowiec:

- Bi-elastyczny z powłoka poliuretanowo-poliestrową,
- oddychający zapinany na zamek błyskawiczny,
- wodoszczelny i paroprzepuszczalny, z komorą na materac bazowy z pianki 3,5 cm grubego.

Maksymalna waga pacjenta: 180 kg.