

Pojemnik do dobowej zbiórki moczu



Wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów; przebiegu chorób. Wyrób służy do pielęgnacji pourazowej. W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze lub unieruchomione wymagana jest pomoc innych osób.

Uwagi:

- - nie podgrzewać otwartym ogniem
- - myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ściernych
- - dezynfekcję można przeprowadzić w autoklawie w temperaturze 120°C do 30min
- - pojemność 2,5 L