

Dmuchana wanna do kąpieli w łóżku



Wanna pneumatyczna dzięki prostej konstrukcji jest doskonałym rozwiązaniem, gdy musimy umyć osobę obłożnie chorą poza łazienką. Wannę rozkładamy na łóżku wsuwając ją pod chorego taką samą metodą jak przy zmianie prześcieradła. Potem wystarczy wannę nadmuchać. Doskonale sprawdzi się w warunkach domowych, ale także w domach opieki i zakładach opiekuńczych. Wannę można stosować na łóżkach rehabilitacyjnych czy zwykłych domowych tapczanach.

Pompowanie wanny może odbywać się przy pomocy ręcznej lub nożnej pompki. Wanna jest bardzo lekka co pozytywnie wpływa na łatwość w jej użytkowaniu.

Dane techniczne

- Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość x wysokość) 180cm x 80 cm x 17 cm
- Waga ok. 1 kg

Skład zestawu

- wanna pneumatyczna
- zawór powietrzny wlot – wylot (wbudowany w wannę)
- zawór i wąż do wypuszczania wody
- zestaw naprawczy (łatka)
- instrukcja obsługi

Aby zobaczyć jak używa się wanny wystarczy obejrzeć poniższy film.