

Podpórka inwalidzka czterokołowa - balkonik IMPALA Mobilex do 150 kg



Impala Rollator: Łatwy Transport i Wygodny Odpoczynek w Jednym

Podpórka czterokołowa Impala Rollator to doskonałe wsparcie dla osób potrzebujących mobilności po urazach lub w podeszłym wieku. Wykonana z lekkiego aluminium, składana konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie. Wyposażona w wygodne siedzisko z oparciem, antypoślizgowe uchwyty oraz pojemną torbę na zakupy, zapewniającą wygodę podczas codziennych aktywności. Duże koła gwarantują bezpieczne poruszanie się, a hamulce na kołach tylnych zapewniają stabilność przy postoju. Impala Rollator to mobilność, wygoda i bezpieczeństwo w jednym.

Cechy produktu:

Aluminiowa i składana konstrukcja:

Podpórka wykonana z lekkiego aluminium jest nie tylko trwała, ale także łatwa do przenoszenia dzięki możliwości składania. Ta cecha sprawia, że jest idealna do transportu i przechowywania, co pozwala użytkownikowi na wygodne korzystanie z niej w różnych miejscach.

Siedzisko z oparciem dla odpoczynku:

Wyposażona w wygodne siedzisko z oparciem, podpórka umożliwia użytkownikowi odpoczynek w trakcie spaceru lub zakupów. To ważna cecha dla osób, które mogą potrzebować krótkiej przerwy w trakcie aktywności.

Antypoślizgowe uchwyty:

Uchwyty podpórki wykonane z materiału antypoślizgowego zapewniają pewny chwyt i komfort użytkowania. To ważne, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas poruszania się.

Pojemna torba na zakupy:

Torba na zakupy zamontowana na podpórcie czyni ją praktycznym narzędziem codziennego użytku. Umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport różnych przedmiotów, co jest szczególnie przydatne podczas wizyt w sklepach.

Duże koła z hamulcami:

Duże koła zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas poruszania się po różnych powierzchniach. Hamulce na kołach tylnych pozwalają użytkownikowi na pewne zatrzymywanie się i postoje, co jest istotne dla osób starszych lub o ograniczonej mobilności.

Parametry techniczne:

Szerokość całkowita	61,5 cm
Zakres regulacji wysokości w rączkach	77-92 cm
Skok regulacji wysokości	2,5 cm
Długość	67 cm

Wysokość siedziska	52,5 cm
Szerokość siedziska	36 cm
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Dopuszczalne obciążenie torby	5 kg
Waga	7,3 kg
Średnica kół	20 cm

Wskazania:

1. Dla osób starszych lub o ograniczonej mobilności, które potrzebują wsparcia przy poruszaniu się na zewnątrz i wewnątrz domu.
2. Po urazach lub operacjach, aby umożliwić stopniowe powroty do aktywności poprzez stabilne wsparcie i możliwość odpoczynku.
3. Dla opiekunów osób starszych, aby ułatwić przemieszczanie się pacjenta oraz zapewnić im wygodę podczas codziennych aktywności.
4. Osobom ceniącym niezależność, ale wymagającym dodatkowego wsparcia podczas spacerów czy wizyt w sklepach.
5. Dla osób, które chcą mieć pewność, że mogą swobodnie poruszać się po różnych rodzajach terenu, dzięki dużym kołom zapewniającym stabilność.

PRZECIWWSKAZANIA:

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.