

Podpórka inwalidzka rehabilitacyjna czterokołowa TGR-R RS 880 TIMAGO



Podpórka czterokołowa przeznaczona dla osób, które potrzebują stabilnego wsparcia podczas nauki chodzenia, po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych.

Także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia. Konstrukcja z czterema kółkami, siedziskiem oraz oparciem, zapewnia dużą stabilność, bezpieczniejsze poruszanie się oraz możliwość odpoczynku. Podpórka wyposażona jest również w koszyk. Rama pokryta jest lakierem. Koła przednie samonastawne, tylne z hamulcami

Cechy produktu:


- regulowane na wysokość rączki
- anatomiczne uchwyty
- hamulce z zaciskiem postojowym
- tapicerowane siedzisko

- miękkie oparcie
- zdejmowany koszyk
- koła o wąskim przekroju i średnicy 8"
- funkcja składania do transportu

Wyposażenie:

- koszyk
- oparcie

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)



A Szerokość całkowita: 60 cm
B Głębokość całkowita: 73 cm
CxD Wymiary siedziska: 30 cm x 30 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 81-93 cm
Waga: 9,2 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg
Maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg
Kolor ramy: ciemnoniebieski
+/- 0,5 -1 cm

Wskazania:

- **Poprawa równowagi** - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- **Rehabilitacja po urazach** - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- **Ułatwienie poruszania się** - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z konkretnym obrazem klinicznym. Wyrób nie powinien być użytkowany przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi i dużej utracie siły mięśniowej. Wybór pomocy ortopedycznej właściwej dla konkretnego obrazu klinicznego musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.