

DynaWalk - Wysoka podpórka rehabilitacyjna, pionizator rehabilitacyjny



Doskonałej jakości pionizator rehabilitacyjny przeznaczony do wspomagania osób chorych w reedukacji chodzenia. Ta wysoka podpórka rehabilitacyjna DynaWalk dedykowana jest wszystkim pacjentom, którzy powracają do chodzenia i pionizacji po długim okresie przebywania w pozycji leżącej. Świetnie sprawdzi się jako dodatkowa pomoc zapewniająca solidne podparcie i asekurację przed upadkiem. Można z niego korzystać przy asyście osoby trzeciej lub samodzielnie.

Wykonany z najwyższej jakości, wytrzymałych komponentów doskonale zabezpiecza pacjenta pionizowanego oraz daje mu poczucie bezpieczeństwa. Dodaje odwagi osobom niestabilnym fizycznie dzięki komfortowej asekuracji którą zapewnia DynaWalk wysoka podpórka rehabilitacyjna. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa pacjenta pionizator

rehabilitacyjny można doposażyć w dodatkowe hamulce montowane w uchwytach, które podnoszą komfort użytkownika i jego bezpieczeństwo. Podpórka rehabilitacyjna wyposażona jest w pasy, mocowane pod kroczem pacjenta które zapewniają pewną stabilizację rehabilitanta. Pionizator rehabilitacyjny DynaWalk dedykowany jest przede wszystkim jako pomoc w przyjęciu i utrzymaniu pozycji pionowej oraz jako wsparcie przy ćwiczeniach reedukacyjnych pacjenta o wadze do 135 kg.

Dane techniczne produktu:

Długość 82 cm
Szerokość 67,5 - 75 cm
Max obciążenie 135 kg
Masa własna 12,5 kg
Wysokość podpór ramion 100 - 123 cm

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.