

Balkonik rehabilitacyjny sztywny dla niepełnosprawnych



Doskonałej jakości balkonik rehabilitacyjny sztywny to dedykowany osobom o obniżonej sprawności fizycznej sprzęt pomocniczy. Zapewnia komfort i wygodę podczas poruszania się. Balkonik rehabilitacyjny sztywny przeznaczony jest do samodzielnej nauki i ćwiczeń chodzenia dla pacjentów po przebytych urazach lub chorobie. Zapewnia sztywną, solidną stabilizację oraz podparcie w momencie spadku sprawności. Balkonik rehabilitacyjny sztywny doskonale sprawdzi się podczas rehabilitacji osób dorosłych jak i dzieci. Posiada anatomiczne uchwyty, które zapewniają wygodę użytkowania. Łatwość chwytu i stabilność zapewnia zabezpieczona antypoślizgowa powierzchnia uchwytów.

Balkonik sztywny to sprzęt, który można dopasować do wzrostu pacjenta dzięki czemu korzystanie z niego jest bardzo wygodne i nie sprawia kłopotu osobie nawet o znacznie obniżonej sprawności ruchowej. Ten balkonik rehabilitacyjny wykonany jest z lekkiego aluminium, a jego konstrukcja pozwala na złożenie urządzenia. Po złożeniu zajmuje mało miejsca, więc może być wykorzystywany w warunkach małych pomieszczeń. Doskonała pomoc podczas rehabilitacji.

Cechy produktu:
kolor: srebrny

składany,
wykonany z aluminium,
wzmocnione połączenia,
wykonany z aluminium (bardzo lekki),
stabilna i wytrzymała konstrukcja,
wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

Parametry techniczne:

Wysokość min.: 77,0 cm
Wysokość max.: 95,0 cm
Szerokość: 57,0 cm
Głębokość: 47,0 cm
Waga: 2,4 kg
Maksymalne obciążenie: 100,0 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.