

Balkonik inwalidzki dwukołowy z kulką



Balkonik rehabilitacyjny z kółkami znacznie ułatwia chodzenie. Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny przeznaczony do poruszania się osób starszych, niepełnosprawnych mających problemy z utrzymaniem równowagi; do asekuracji podczas chodzenia. Składany, łatwy w transporcie wykonany z aluminium. Dodatkowo kulka ułatwia składanie za pomocą jednego pociągnięcia, ułatwiając transport balkonika.

maksymalne obciążenie: 130 kg
zakres regulacji wysokości od 863 do 938 mm
wyposażony w dwa koła przednie i dwie stopki tylne
waga: 2,37 kg
maksymalna szerokość: 697 mm
maksymalna głębokość: 695 mm

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.