

Balkonik stały rehabilitacyjny z kółkami



Ten stały balkonik rehabilitacyjny z kółkami to doskonała pomoc dla seniora i wszystkich osób o obniżonej sprawności ruchowej. Doskonale wspomaga i mobilizuje do poruszania się, idealna alternatywa dla kul czy wózków inwalidzkich. Świetnie stabilizuje użytkownika, pobudzając do wysiłku fizycznego adekwatnego do jego możliwości. Wspomaga pracę mięśni i stawów rąk i nóg, sprawiając iż w ten sposób osoba starsza poprawia swoją sprawność fizyczną. Balkonik stały rehabilitacyjny dedykowany jest osobom o obniżonej sprawności, które pragną zachować kondycję.

Wykonany na lekkiej, aluminiowej ramie dzięki czemu jest prosty w transporcie i wygodny. Ergonomiczne uchwyty pozwalają na optymalny, mocny chwyt dzięki czemu

nie wyslizguje się z dłoni. Chodzik rehabilitacyjny wyposażony jest w przednie kółka o średnicy 12 cm, które zdecydowanie ułatwiają poruszanie się i manewry. Balkonik stały rehabilitacyjny z kółkami to doskonały pomysł na mobilizację fizyczną osoby starszej i dobra motywacja do chodzenia.

Cechy produktu:

- -składana, aluminiowa rama,
- -dodatkowe wzmocnienia,
- -nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,
- -kółka przednie o średnicy 12 cm,
- -ergonomiczne uchwyty,
- -wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

Wymiary:

Szerokość: 64 cm

Wysokość: 80-97,5 cm

Waga: 2,5 kg

Maksymalne obciążenie: 110 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.