

## Balkonik rehabilitacyjny z 4 kółkami - chodzik CARTER marki VITEACARE



Ten balkonik rehabilitacyjny z 4 kółkami to najlepsza pomoc dla seniora i wszystkich osób o obniżonej sprawności ruchowej. Daje motywację osobom o niepewnej postawie, które chcą zachować kondycję fizyczną. Balkonik rehabilitacyjny z 4 kółkami to chodzik, który ułatwia pionizację i pomaga w utrzymaniu sprawności fizycznej osób starszych. Stabilizuje użytkownika, ułatwiając poruszanie się. Dodatkowo świetnie wspomaga pracę mięśni i wzmacnia ręce.

Balkonik rehabilitacyjny z 4 kółkami wykonany jest z lekkiego aluminium zapewniającego wygodę użytkowania i łatwość transportu. Dodatkowo chodzik jest składany, więc można go łatwo przewieźć i korzystać ze spaceru na świeżym powietrzu. Posiada ergonomiczne uchwyty, które zapewniają mocny chwyt. Chodzik nie wyslizguje się z dłoni. Balkonik rehabilitacyjny wyposażony jest w 4 kółka o średnicy 8 cm, które podnoszą komfort spacerów. Balkonik rehabilitacyjny z 4 kółkami to doskonała alternatywa dla wózka

inwalidzkiego i spełnienie wymagań wszystkich mobilnych seniorów .

**Cechy produktu:**

- składany,
- wykonany z aluminium,
- wzmocnione połączenia,
- ergonomiczne uchwyty,
- cztery kółka o średnicy 8 cm, tylne z możliwością blokady,
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm,
- kolor srebrny.
- 

**Parametry techniczne:**

- Wysokość: 80 – 90 cm
- Szerokość: 58 cm
- Długość: 50 cm
- Waga: 3,7 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

**Wskazania:**

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika , aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

**PRZECIWWSKAZANIA**

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

**INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU**

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.



