

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa – aluminiowa COMFORT ARMEDICAL - NFZ



Podpórka czterokołowa aluminiowa z podparciem na nogi COMFORT

Doskonała pomoc dla seniora. Zaprojektowana na wytrzymałej ramie aluminiowej zapewnia wygodę i bezpieczeństwo codziennych spacerów. Podpórka czterokołowa z podparciem na nogi dedykowana jest wszystkim aktywnym seniorom oraz osobom o obniżonej sprawności ruchowej, które pragną podnieść sprawność fizyczną. Doskonale ułatwia pionizację i poruszanie się nawet z małym bagażem. Podpórka czterokołowa aluminiowa z podparciem na nogi wyposażona jest w 4 bezobsługowe koła o średnicy 20 cm, z których przednie są skrętne. Idealnie wspomagają manewry podpórką i kontrolę trasy. Ergonomiczne uchwyty zapewniają stabilny chwyt, a hamulce bezpieczeństwo.

To doskonałej jakości sprzęt rehabilitacyjny, wykonany na z lekkich i łatwych w konserwacji komponentów. Wygodę i komfort użytkowania zapewnia miękkie siedzisko na którym można wygodnie odpocząć podczas spaceru, a podparcie na nogi zapewnia komfortowy odpoczynek dla zmęczonych nóg. Podpórka jest łatwa w transporcie, bowiem można ją łatwo złożyć, a demontowana barierka oparcia pozwala na zmianę orientacji urządzenia – doskonała funkcja przy obsłudze przez osobę trzecią. Podpórka posiada również dodatkowe wyposażenie w postaci kosza zakupowego w którym

wygodnie można umieścić niewielkie sprawunki. Doskonała pomoc i wielofunkcyjny sprzęt poprawiający wygodę życia.



PRZEPINANE OPARCIE

Ogromną zaletą tej podpórki jest funkcja transportowa. Dzięki możliwości przepinania oparcia, siedzisku oraz rozkładanemu podnóżkowi, podpierającemu nogi istnieje możliwość przewożenia pacjenta. Ponadto wyposażenie w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Dodatkowo funkcja składania znacznie ułatwia przechowywanie.



Cechy produktu:

- Składana rama aluminiowa (łatwość transportu),
 - Miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym,
 - Hamulce z możliwością blokady,
 - Cztery bezobsługowe koła o średnicy 20 cm, przednie koła skrętne,
 - Regulowana wysokość,
 - Ergonomiczne uchwyty,
 - Kosz zakupowy
-
- Demontowana barierka oparcia z możliwością przełożenia gdy np. podpórka jest prowadzona przez osobę trzecią,
 - Możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika,

Parametry techniczne:

- Wymiary siedziska: 35,5 x 33 cm
- Wysokość do siedziska: 54 cm
- Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 46 cm
- Wysokość rączek: 79-91 cm
- Szerokość całkowita: 60 cm
- Długość całkowita (złożony podnózek): 67,5 cm
- Długość całkowita (rozłożony podnózek): 92 cm
- Szerokość (grubość po złożeniu): 33 cm
- Waga: 8,2 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg



Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.