

Wysoka czterokołowa podpórka z podłokietnikami model TGR-R RS 8811 marki TIMAGO



Podpórka czterokołowa z podłokietnikami TGR-R RS 8811

przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Podpórka w szczególności przeznaczona jest dla pacjentów ze zmianami reumatycznymi, ograniczoną ruchomością w stawach promieniowo-nadgarstkowych, łokciowych oraz dla osób z osłabioną siłą chwytu. Zalecana jest również osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska



Gwarancja



Składany



Wyrób medyczny




Certyfikat CE



Łatwy w czyszczeniu

Cechy produktu:

- Stalowa rama
- Wyposażony w hamulce ręczne z systemem postojowego blokowania
- Posiada siedzisko ze zdejmowaną tacką
- Posiada koszyk z rączką do przewożenia
- Regulacja wysokości (wydłużenie/skrócenie rurki uchwytów) 100-126,5 cm;
- Posiada praktyczny przycisk ułatwiający składanie;
- Koła: duże pełne 8" (lane).



A Szerokość całkowita: 57 cm
B Głębokość całkowita: 65 cm
C x D Wymiary siedziska: 38 cm x 16 cm
E Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm
F Regulacja wysokości uchwytów: 100-126,5 cm
Waga: 12,5 kg
Maksymalne obciążenie: 135 kg
Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg
Kolor ramy: ciemnoniebieski
+/- 0,5 -1 cm

Parametry techniczne:

- Szerokość całkowita: 57 cm
- Głębokość całkowita: 65 cm
- Wymiary siedziska: 38 x 16 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm
- Regulacja wysokości uchwytów: 100-126,5 cm
- Waga: 12,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 135 kg
- Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg
- Kolor ramy: ciemnoniebieski
- +/- 0,5 - 1 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.

