

Wózek inwalidzki z funkcją toalety



Wózek inwalidzki z funkcją toalety to prosty sposób na podniesienie komfortu życia osoby niepełnosprawnej. Nowoczesny design sprawia, że to elegancki sprzęt, który nie wywołuje negatywnych skojarzeń, gdyż wyglądem przypomina standardowy wózek inwalidzki. Dedykowany wszystkim osobom starszym i niepełnosprawnym, którym czynności toaletowe sprawiają kłopot. Można z niego korzystać w warunkach domowych jak i na spacerze, zawsze i wszędzie gdy zajdzie potrzeba.

Wózek inwalidzki z funkcją toalety to solidna, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej, która zapewnia stabilność pojazdu. Na wyposażeniu wózka znajduje się także demontowalne, wygodne siedzisko z otworem sanitarnym, pod którym znajduje się pojemnik toaletowy. Wózek inwalidzki z funkcją toalety to proste rozwiązanie delikatnych problemów osób starszych. Dodatkowo posiada niezawodne, stalowe hamulce poprawiające bezpieczeństwo użytkownika oraz wygodne i demontowalne podłokietniki, które można zdjąć gdy nie są potrzebne. Ten wózek inwalidzki z funkcją toalety to sprzęt

do zadań specjalnych i doskonała, nowoczesna forma. Idealny dla osób ważących do 110 kg.

Cechy produktu

- składana, lakierowana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie siedzisko i oparcie wykonane z ekoskóry,
- siedzisko dzielone z demontowalnym elementem umożliwiającym uzyskanie otworu sanitarnego,
- długie, demontowalne podłokietniki,
- podnóżki stałe z uchyloną platformą,
- hamulce stalowe z regulacją siły docisku,
- pojemnik sanitarny montowany pod siedziskiem wózka,
- metalowe ciągi lakierowane,
- koła tylne szprychowane, pompowane, rozmiar 24",
- koła przednie bezobsługowe,
- pompka.

Szerokość siedziska: 45 cm

Głębokość siedziska: 42 cm

Wysokość wózka: 89 cm

Szerokość wózka: 66 cm

Długość wózka: 82 cm

Szerokość wózka po złożeniu: 31 cm

Waga wózka: 20 kg

Maksymalne obciążenie: 110 kg

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.