

Temblak Actimove Mitella Eco



Actimove Mitella Eco

Temblak ramieniowy wykonany z bawełnianego materiału , z ujęciem kciuka. Dzięki uniwersalnemu dopasowaniu i łatwemu systemowi zakładania nie sprawia trudności w samodzielnym ubieraniu przez pacjenta.

Wskazania:

- Do podtrzymywania opatrunku gipsowego
- Po zdjęciu gipsu - podczas rehabilitacji
- Doraźnie przy zwichnięciu stawu łokciowego czy złamaniu kości przedramienia
- Odciążenie stawu barkowego

Rozmiar	S	M	L	XL

Długość przedramienia	34-38 cm	37-43 cm	42-48 cm	+48 cm
-----------------------	----------	----------	----------	--------