

Materac przeciwodleżynowy z bardzo cichą pompą i obciążenie 135 kg - Armedical AR-920



Materac Armedical AR-920 przeciwodleżynowy

Produkt luksusowy, zapewniający najwyższy komfort pacjenta leżącego. Ten pneumatyczny materac zmiennociśnieniowy wyposażony jest w mały kompresor i bardzo cichą, bezawaryjną pompę. Doskonała profilaktyka dla pacjentów leżących, długotrwale przebywających w jednej pozycji. Dzięki zaawansowanej technologii i doskonałej, innowacyjnej formie zniesie nawet obciążenie 135 kg, zapewniając delikatny masaż. Dedykowany jest pacjentom, którzy z uwagi na długotrwałe przebywanie z jednej pozycji zagrożeni są ryzykiem wystąpienia odleżyn. Bezszelestna praca pompy zapewnia niezakłócony wypoczynek i relaks pacjenta. Dzięki zastosowanej technice delikatnego masażu gwarantuje pacjentowi najlepszą profilaktykę i wygodę.

Funkcja zmiennego ciśnienia z optymalnym rytmem działania chroni tkanki pacjenta przed niedotlenieniem, pobudzając je do pracy. Wykonany jest w formie pojedynczych, niezależnych komór ze zmiennym ciśnieniem, dzięki czemu urządzenie idealnie dopasowuje się do pozycji pacjenta. Naprzemienna praca materaca i pompy sprawia, że poszczególne powierzchnie ciała pacjenta nie mają ciągłego kontaktu z podłożem, a

ciśnienie powietrza w komorach dostosowuje się intuicyjnie do wagi użytkownika. W przypadku przebicia komory materaca, w zestawie znajduje się prosty zestaw do naprawy (łatki i klej), dzięki czemu samodzielnie można go przywrócić do funkcjonalności. Ogromnie luksusowy produkt, który pomaga w zapewnieniu komfortu życia pacjentom obłożnie chorym.

Dane szczegółowe i specyfikacja produktu:

- Minimalny poziom hałasu. Bez względu na obciążenie pompa pracuje bezszelestnie.
- W opakowaniu znajduje się zestaw naprawczy (łatki + klej) stosowanych w przypadku przecięcia podkładu ostrym narzędziem.
- Zalecany dla pacjentów obłożnie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

Dane techniczne:

- pompa z płynną regulacją ciśnienia
- wymiary po napompowaniu: 200 cm x 90 cm x 7 cm (plus dwie specjalne wypustki służące do podłożenia pod materac znajdujący się na łóżku)
- ciśnienie robocze kompresora: 40 do 100 mmHg (płynna regulacja)
- czas pełnego cyklu: 6 minut
- specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku

Okres reklamacji na leże pneumatyczne wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.