

Podpórka trójkołowa stalowa TOM firmy MDH



VCBK522

Podpórka trójkołowa VCBK521 ułatwiająca chodzenie

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.

Cechy produktu:

- - stalowa składana rama (łatwość transportu),
- - hamulce z możliwością blokady,
- - trzy pełne, bezobsługowe koła o średnicy 20 cm,
- - regulowana wysokość,
- - ergonomiczne uchwyty,
- - torba zakupowa zamykana na zamek błyskawiczny,

- - przedni koszyk zakupowy z tacką,
- - kolor niebieski

Szerokość: 64 cm

Wysokość: 78 - 93 cm

Waga: 8,7 kg

Maksymalne obciążenie: 110,0 kg



Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.