

Orteza po operacji nadgarstka i dłoni



ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ PFD CARPAL

Carpal - gotowa do użytku szyna, do pooperacyjnego i/lub pourazowego unieruchamiania nadgarstka oraz dłoni. Wyrób idealny także do wczesnej mobilizacji funkcjonalnej.

Cechy produktu:

- Dobra stabilizacja
- Bezpieczne unieruchomienie
- Otwarta konstrukcja wyrobu

Przeznaczenie:

Wyrób medyczny, Actimove Carpal unieruchamia dłoń i staw nadgarstkowy w funkcjonalnej pozycji. Szyna, dzięki otwartej konstrukcji nie kumuluje niechcianego ciepła. Co więcej, stabilność podparcia i łatwość użycia zwiększa tolerancję pacjenta na unieruchomienie.

Wskazania:

Ostre stany bólowe nadgarstka, zerwania ścięgien, choroby degeneracyjne stawu, poważne skręcenia stawu, terapia w fazie rehabilitacji po złamaniach i przemieszczeniach kości, unieruchomienie stawu nadgarstkowego oraz dłoni po zabiegach chirurgicznych, zespół kanału nadgarstka. Złamania i pęknięcia kości ręki oraz dalszej nasady kości przedramienia, Porażenia i niedowłady wiotkie oraz spastyczne, Choroba zwyrodnieniowa stawów , Przykurcz Dupuytren, RZS

Rozmiar (Obwód nadgarstka):

- S: 13- 17 cm
- M: 17 - 21 cm
- L: 21 - 30 cm