

Wózek inwalidzki ręczny MARLIN - stalowy, na szybkołączach



Wózek inwalidzki ręczny MARLIN firmy MOBILEX

Standardowe wózki inwalidzkie ze stali chromowo-molibdenowej z możliwością szybkiego demontażu kół - szybkołącz, składany krzyżakowo. Posiadają regulowane na wysokość, unoszone oraz wyjmowane podłokietniki, a także odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki.

Wózek dodatkowo może być regulowany na wysokość, dzięki dodatkowym otworom na przednim widelcu oraz dzięki adapterowi przy kole tylnym. Można obniżyć wysokość siedziska do 48 cm ze standardowej wysokości 50 cm co jest przydatne przy osobach niskich lub po amputacjach. Maksymalnie wysokość siedziska może być obniżona do 46 cm, przy wymianie kół przednich na mniejsze 6". (jest to opcja dodatkowo płatna). Dzięki adapterowi kół tylnych można również zmienić kąt siedziska w wózku.

Dostępny w 4 opcjach szerokości siedziska

Specyfikacja techniczna:

szerokość siedziska	
głębokość siedziska	
wysokość oparcia	40, 44, 48 cm, opcja 51 cm
szerokość całkowita wózka	41 cm
waga wózka kompletnego	43 cm
(z kołami i podnóżkami)	67, 71, 75, 78 cm
maksymalne obciążenie	21,6 kg

150 kg

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.