

Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa 243800 firmy HERDEGEN



Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa

Ta podpórka rehabilitacyjna dwukołowa sprawdzi się doskonale dla wszystkich osób starszych i niepełnosprawnych, które podczas poruszania się wymagają dodatkowej asekuracji. Idealna do użytkowania w warunkach domowych jak i na spacerach. Świetnie mobilizuje seniora do ruchu, zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i solidne wsparcie. Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa to zgrabny, wygodny pomocnik podczas chodzenia. Wyposażona jest dodatkowo w wygodne, szerokie siedzisko zapewniające relaksujący odpoczynek podczas spaceru. Podpórka rehabilitacyjna wykonana jest na bazie składanej, stalowej ramy podnoszącej komfort użytkowania i zapewniającej bezpieczeństwo.

Zastosowanie:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.



Dzięki tej rehabilitacyjnej podpórce dwukołowej spacer osoby starszej są wyłącznie łatwym i przyjemnym doświadczeniem. Podpórka to również dwa przednie kółka i dwie tylne podpory wspomagające pionizację i dające wygodne podparcie dla użytkownika. Podpórka posiada regulację wysokości oraz profilowane, ergonomiczne uchwyty dające najwyższy komfort i zabezpieczenie pacjenta. Z tą podpórką rehabilitacyjną dwukołową każdy spacer seniora będzie relaksujący i komfortowy.

Cechy produktu:

- Stalowa, składana rama,
- Siedzisko,
- Wyposażona w dwa koła przednie i dwie podpory tylne,

- Profilowane uchwyty,
- Wysokość regulowana

Parametry techniczne:

- Szerokość: 52 cm
- Wysokość: 79 - 97 cm
- Głębokość całkowita: 63 cm
- Wysokość siedziska: 55 cm
- Szerokość siedziska: 39 cm
- Głębokość siedziska: 20 cm
- Waga: 5,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową.
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer.

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.

