

Wózek inwalidzki aluminiowy lekki na szybkozłączach, składany



Wózek inwalidzki Line

Aluminiowy charakteryzuje się lekkością i solidnością konstrukcji. Wykonany jest z wysokogatunkowego aluminium, zapewniającego doskonałą stabilizację pojazdu oraz wygodę korzystania z niego. Dedykowany jest szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym wymagającym idealnej stabilizacji. Ten wózek inwalidzki jest lekki, a dzięki doskonale rozplanowanej przestrzeni wewnętrznej pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni siedziska. Wygodne, ergonomiczne oparcie to komfort i najwyższa wygoda użytkownika. Dzięki świetnej konstrukcji oparcie zapewnia dodatkowe, wygodne podparcie lędźwiowe. Zdecydowanie podnosi to jakość i wygodę pasażera.

Ten wózek inwalidzki na szybkozłączach to model składany, a jego rama wykonana jest w innowacyjnej, bezspawowej technologii. Zdecydowanie podnosi to komfort jazdy oraz wytrzymałość pojazdu. Doskonałej jakości lekki wózek inwalidzki aluminiowy to wsparcie w codziennym życiu osób chorych, którym samodzielne poruszanie się sprawia kłopot.

Wózek wyposażony jest w wygodne koła, z których tylne są z szybkozłączką, ułatwiającą ich demontaż. Wygodne podnóżki i podłokietniki regulowane i zdejmowane to wygoda i gwarancja najwyższego komfortu użytkownika. Ten wózek inwalidzki aluminiowy to lekkość konstrukcji, komfort pasażera i najlepsza stabilizacja pacjenta. Wytrzymałość wózka przewidziana jest na maksymalne obciążenie aż 140 kg.

Cechy produktu:

- Ergonomiczne oparcie - nie ma możliwości złożenia
- Lekki aluminiowy
- Składany- na szybkozłączkach
- Regulowane podnóżki i podłokietniki.
- 3 rozmiary wózka do wyboru
- podłokietniki wyjmowane za pomocą jednego przycisku - nie ma możliwości ich odchylenia,
- koła pełne,

Parametry techniczne:

- Wysokość: 91,5 cm
- Długość: 107 cm
- Szerokość siedziska: 41/45/48 cm
- Głębokość siedziska: 41 cm
- Wysokość oparcia: 59/63/66 cm
- Szerokość całkowita: 59/63/66 cm
- Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami): 12,5 kg
- Wysokość siedziska nad podłożem: 51 cm
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Koła przednie: 20x 3cm
- Średnica kół tylnych: 24 cm

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.