

Laska inwalidzka aluminiowa ozdobna



Laska Inwalidzka Aluminiowa Ozdobna: Elegancja i Funkcjonalność w Jednym

Laska inwalidzka aluminiowa to nie tylko praktyczne narzędzie wspierające poruszanie się osób niepełnosprawnych i starszych, ale także elegancka ozdoba, która dodaje klasy każdej stylizacji. Wykonana z lekkiego aluminium, zapewniającego komfort i wytrzymałość, laska ta oferuje regulowaną wysokość w zakresie od 71 do 94 cm, co umożliwia idealne dopasowanie do użytkownika. Solidna konstrukcja zapewnia doskonałe podparcie podczas chodzenia, zarówno w warunkach domowych, jak i na spacerze, przy maksymalnym obciążeniu do 100 kg.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości:

Dzięki regulowanej wysokości od 71 do 94 cm, laska inwalidzka aluminiowa zapewnia idealne dopasowanie do użytkownika, co gwarantuje wygodę podczas chodzenia.

Solidna konstrukcja:

Wykonana z lekkiego aluminium, laska oferuje solidne podparcie i stabilność, co sprawia, że użytkownik może czuć się pewnie i bezpiecznie podczas każdego kroku.

Elegancki design:

Ozdobne elementy i drewniany pochwyt nadają laskom inwalidzkim aluminiowym wyjątkowy wygląd, dodając elegancji każdej stylizacji.

Uniwersalne zastosowanie:

Laska doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i na spacerze, oferując wsparcie i wygodę osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

Maksymalne obciążenie:

Z maksymalnym obciążeniem do 100 kg, laska inwalidzka aluminiowa jest niezawodnym wsparciem dla osób o różnych gabarytach, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

zakres regulacji wysokości	71 – 94 cm
skok regulacji wysokości	2,5 cm
waga	0,4 kg
średnica wewnętrzna gumowej stopki laski	19 mm
średnica podstawy gumowej stopki laski	38 mm
obciążenie	do 100 kg

Zastosowania:

Wsparcie w utrzymaniu równowagi:

Kule inwalidzkie i laski do podpierania są idealne dla osób z ograniczoną sprawnością motoryczną, pomagając im utrzymać równowagę podczas poruszania się.

Pomoc przy chodzeniu:

Służą jako ortopedyczne wsparcie podczas chodzenia, umożliwiając stabilne kroki dla osób z różnymi potrzebami.

Siadanie i wstawanie:

Zapewniają stabilność i pomoc podczas siadania i wstawania z krzesła lub łóżka, ułatwiając codzienne czynności.

Użytek wewnątrz i na zewnątrz:

Przeznaczone są do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, umożliwiając korzystanie z nich w różnych warunkach.

Przeciwwskazania:

Zaburzenia równowagi:

Nie powinny być używane przez osoby z silnymi zaburzeniami równowagi, aby uniknąć potencjalnych upadków lub urazów.

Utrata siły mięśniowej:

Osoby z dużą utratą siły mięśniowej mogą mieć trudności w korzystaniu z kul inwalidzkich i lasek, co może prowadzić do złego ich użytkowania.

Konieczność konsultacji lekarskiej:

Wybór odpowiedniej pomocy ortopedycznej powinien być dokonany po konsultacji z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.