

Poduszka Viscoflex SYSTAM P361 C



Poduszka Viscoflex SYSTAM

Anatomicznie formowana poduszka wykonana z wysokoelastycznej pianki z efektem pamięci. Poduszka Viscoflex dostarczana jest z pokrowcem Polymaille. Wysokość poduszki to 7 cm.

Charakterystyka poduszki:

- Wykonana z medycznej pianki wiskoelastycznej (termoaktywnej)
- Kształt poduszki uzyskiwany poprzez metodę wtrysku piany w formę
- Kanały wentylacyjne
- Anatomiczna budowa
- Termoaktywna pianka z efektem pamięci poprawia komfort i stabilizację użytkownika
- Doskonałe właściwości redukcji nacisku
- Idealne dopasowanie
- Szeroki wybór rozmiarów

- Posiada atest niepalności
- Nieprzemakalny pokrowiec w standardzie
- Idealna dla użytkowników korzystających z wózków inwalidzkich oraz osób starszych
- Może być stosowana w instytucjach medycznych

Charakterystyka pianki:

- Wiskoelastyczna pianka z efektem pamięci (termoplastyczna)
- Bardzo duża gęstość pianki 80 kg/m³ - zapobiega deformacji oraz wygniataniu się pianki
- Proces wtrysku zapobiega kruszeniu i rozrywaniu się pianki
- Hypoalergiczna
- Jak zachowuje się pianka wiskoelastyczna, gdy na niej usiadziemy:
 - od 0 do 3 min pianka się rozgrzewa pod wpływem temperatury i nacisku ciała
 - od 3 do 10 min. pianka się układa i stabilizuje się jej kształt
 - po 10 min. pianka utrzymuje przyjęty kształt nadany przez budowę użytkownika

Wniosek:

Pianki wiskoelastycznej nie można ocenić na podstawie pierwszego wrażenia, ponieważ stopniowo (przez 10 minut) mięknie w kontakcie z temperaturą ciała. Zaletami pianki SYST'AM® jest to, że w przeciwieństwie do pianek przemysłowych (ciętych lub wtryskiwanych), zachowuje swój kształt (strukturę), a tym samym chroni ciało pacjenta przed kontaktem z siedziskiem pod poduszką.

Pokrowiec POLYMAILLE w standardzie:

- Pokrowiec Jersey powleczony warstwą poliuretanu
- Nieprzemakalny, oddychający
- Bardzo rozciągliwy
- Antypoślizgowa podstawa
- Idealny do opieki domowej oraz w instytucjach medycznych
- Hypoalergiczny
- Zamek błyskawiczny z 3 stron
- Zintegrowany uchwyt
- Można prać w 95o
- Można dezynfekować dostępnymi środkami (najlepiej unikać dezynfekcji alkoholowej)
- Można chlorować roztworem do 1000 ppm
- Można suszyć w suszarce

[KATALOG PODUSZEK SYSTEM + SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PDF](#)