

## Etac Cloo - nakładka podwyższająca na sedes (reg. wys. 6 i 10 cm, 150 kg)



## Etac Cloo - nakładka podwyższająca sedes

Stosowana przez osoby mające problemy z korzystaniem z toalety (wstawanie, siadanie) bez względu na przyczynę.

Wskazania:

- Po udarach i wylewach
- Po wypadkach komunikacyjnych
- Po urazach kończyn dolnych
- Po urazach bioder
- Wrodzona łamliwość kości
- Podeszły wiek
- Cięża
- Inne ograniczenia ruchowe.

### Funkcjonalność:

- Regulowana wysokość 6 i 10 cm
- Możliwość ustawienia kąta pochylecia (ułatwia wstawanie i siadanie)
- Dyskretny wygląd pasujący do każdej łazienki (biały kolor)
- Składane i wyjmowane podłokietniki (dostępne tylko w kolorze szarym)
- Może być używana tylko z jednym podłokietnikiem
- Zdejmowana bez użycia narzędzi
- Łatwa w czyszczeniu
- Max. waga użytkownika: 150 kg
- Waga: 4,8 kg
- Materiał: Polipropylen, aluminium, poliamid
- Można sterylizować w temp. do 85°C
- Można dezynfekować preparatem o pH 5-9

### Parametry techniczne:

- Rozstaw śrub do mocowania jest regulowany w zakresie 12 do 20 cm
- Szerokość całkowita z podłokietnikami 60 cm
- Szerokość między podłokietnikami 49 cm
- Szerokość siedziska 40 cm
- Długość całkowita: 44 cm
- Długość i szerokość otworu: 29x22 cm