

Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych RF-881 firmy Reha Fund



Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych RF-881

Zachowanie sprawności fizycznej i motorycznej jest jednym z najtrudniejszych etapów leczenia. Sprawność nadgarstków, ramion i mięśni naramiennych jest niezbędne w wykonywaniu codziennych czynności. Overdoor Pulley został zaprojektowany właśnie z myślą o rozwoju i ćwiczeniu kończyn górnych. Łatwe do zamontowania na drzwiach urządzenie treningowe jest niezwykle pomocne w codziennej rehabilitacji.

Trening z linką nie obciąża układu szkieletowego, w przeciwieństwie do ćwiczeń na siłowni efekty są takie same. Dlatego też niniejszy produkt polecany jest dla każdego bez ograniczeń wiekowych, zwłaszcza, że pomaga uniknąć kontuzji. Wielość programów treningowych z linką sprawia, że ćwiczenie nie jest nudne oraz umożliwia kształtowanie różnych grup mięśniowych. W miarę szybko przynosi efekty i jest bardzo skuteczny w budowaniu masy mięśniowej, spalaniu tkanki tłuszczowej jak i w rozciąganiu.


Zaletą Overdoor Pulley jest jego mały rozmiar, przez co, łatwo go schować i można wszędzie go ze sobą zabrać. Ćwiczenia bez problemu można wykonywać w domu oraz na świeżym powietrzu.

Opakowanie zawiera:

- Przyrząd do ćwiczeń
- Klamrę do mocowania na drzwiach
- Linkę
- 2 bloczki
- 2 uchwyty

Parametry techniczne:

- Masa całkowita: 0,75 kg
- Szerokość blaszki: 5,5 cm



PRZYRZĄD DO REHABILITACJI KOŃCZYN GÓRNYCH, BARKÓW I GÓRNEJ CZĘŚCI TUŁOWIA NR KAT. 881/DH06022D

Charakterystyka:

W skład zestawu wchodzi:


- linka
- 2 bloczki
- 2 rączki
- klamra w kształcie litery „V”
- klamra drzwiowa

Przyrząd jest bardzo prosty i łatwy w montażu i można go zamontować na każdych drzwiach.

Zastosowanie:

Przyrząd przeznaczony jest do ćwiczeń i rehabilitacji kończyn górnych, barków i górnej części tułowia. Pomaga w odbudowie zakresu ruchów i zwiększenia ruchomości w stawach kończyn górnych i górnej części tułowia. Opór dla jednej kończyny stanowi ciężar drugiej kończyny górnej.

Gwarancja: 12 miesięcy



MONTAŻ (patrz rysunek)

- Załóż bloczki na klamrę o kształcie litery „V” jeden na górze klamry, a drugi na dole klamry.
- Końcówki klamry o kształcie litery „V” włóż odpowiednio do klamry drzwiowej.
- Przeciągnij przez bloczki linkę.
- Końcówki linki przewiń przez otwór znajdujący się na środku rączek i mocno zawiąż.
- Zaczep zmontowany przyrząd na drzwiach za pomocą klamry drzwiowej.