

Podpórka rehabilitacyjna czterokołowa aluminiowa - składana ECO-LIGHT - NFZ



Podpórka rehabilitacyjna czterokołowa aluminiowa - składana ECO-LIGHT

Podpórka rehabilitacyjna czterokołowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Ta łatwa w prowadzeniu lekka podpórka nadaje się dla osób potrzebujących wsparcia po urazach lub osób starszych. Podpórka jest aluminiowa i składana co bardzo ułatwia jej transport i przechowywanie. Wyposażona w siedzisko z oparciem pozwalające na odpoczynek, wygodne, antypoślizgowe uchwyty z hamulcami oraz pojemny koszyk na zakupy. Dodatkową cechą są duże koła, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się nawet po wyboistym terenie. Dodatkowo koła tylne wyposażone są w blokadę

zapewniające stabilne wsparcie przy postoju.

Cechy produktu:

- Składana rama aluminiowa (łatwość transportu)
- Miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- Hamulce z możliwością blokady
- Cztery koła o średnicy 20 cm z możliwością demontażu
- Regulowana wysokość
- Ergonomiczne uchwyty
- Pojemnik zakupowy
- Uchylna barierka oparcia

Parametry techniczne:

- Szerokość podpórki: 62 cm
- Wysokość podpórki: 82 - 95 cm
- Długość podpórki: 76 cm
- Waga podpórki: 7,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
- Szerokość między podłokietnikami: 48 cm
- Głębokość siedziska: 34 cm
- Szerokość siedziska: 41 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 55 cm

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.