

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki BioFlote 2



Pneumatyczna poduszka przeciwoleżynowa do siedzenia

Dzięki unikalnie ukształtowanym, pojedynczym, połączonym komorom pozwalającym powoli przesunąć się powietrze z komory do komory zmniejsza ryzyko powstania odleżyn i równomiernie rozprawia nacisk podłoża na tkanki miękkie okolic miednicy. Niezależne komory pozwalają również na doskonałą adaptację do kształtu ciała użytkownika jednocześnie przy zachowaniu stabilności siedzenia. Co więcej poduszka pneumatyczna odciąża pionowy nacisk podłoża na kręgosłup zwiększając komfort siedzenia. To doskonałe i profesjonalne rozwiązanie dla osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, zarówno w pracy w samochodzie jak i poruszających się na wózku inwalidzkim.

- Znacznie redukuje nacisk podłoża na ciało użytkownika (redukcja nacisku średnio do 60%)
- Idealnie adaptuje się do kształtu ciała użytkownika
- Zapewnia optymalną stabilność i podparcie
- Pomaga utrzymać swobodny przepływ krwi
- Poprawia komfort siedzenia

Poduszka pneumatyczna stosowana przy wysokim ryzyku powstania odleżyn u osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Poduszka przeznaczona dla osób:

- Z ryzykiem powstania odleżyn
- Przebywających długo w pozycji siedzącej np. przy komputerze, na wózku

inwalidzkim, w samochodzie czy w pracy

- Potrzebujących stabilizacji pozycji siedzącej i dopasowania się poduszki do kształtu miednicy
- Wymagających odciążenia nacisku pionowego na kręgosłup

Parametry techniczne:

- Maks. bezpieczne obciążenie: 210 kg
- Materiał pokrowca: Poliester
- Materiał poduszki: Polichloropren
- Rozmiar poduszki: 45 x 40 x 7 cm