

## Materac przeciwoodleżynowy BioFlote 5000 na III stopień odleżyn do 160 kg



Komfortowy materac przeciwoodleżynowy BioFlote 5000 na III stopień odleżyn, wykonany z najwyższą dbałością o detale. Dedykowany jest dla wszystkich pacjentów leżących i niesamodzielnym zagrożonych ryzykiem powstawania odleżyn III stopnia. Jego zadaniem jest nie dopuszczenie do powstania sączących się ran i pogłębiania ognisk odleżynowych u osób unieruchomionych w łóżku. Dzięki materacowi każda osoba niesamodzielną ma zapewnioną odpowiednią profilaktykę.

Materac wyposażony jest w 2 strefy samodzielnych komór, które napełniają się samoczynnie powietrzem i opróżniają w 12 - minutowym cyklu. Materac przeciwoodleżynowy BioFlote 5000 posiada również wbudowany system mikro - wentylacji zapewniający optymalną cyrkulację powietrza i obniżenie potliwości skóry. To nieoceniona, bardzo przydatna funkcja w profilaktyce zaawansowanych odleżyn III

stopnia. Dzięki funkcji statycznej, umożliwiającej napełnienie powietrzem całego materaca, materac przeciwodleżynowy BioFlote 5000 stanowi doskonałe wsparcie dla pacjenta przy wstawaniu z łóżka. Urządzenie jest proste i łatwe w obsłudze. Najwyższej klasy, profesjonalny sprzęt medyczny wspomagający opiekę nad osobą przewlekle chorą. Doskonale sprawdzi się w warunkach domowej opieki nad pacjentem paliatywnym jak również w szpitalach i domach pomocy seniorom.

Materac to pełen wachlarz funkcji:

- 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 minutowym cyklu, dzięki czemu doskonale redystrybuują ciśnienie,
- funkcja poduszki sprawia że 3 komory pod głową nie biorą udziału w cyklu zapewniając jej stabilne podparcie,
- system mikro-wentylacji w komorach umożliwia lepszą cyrkulację powietrza zmniejszając potliwość skóry,
- zawór CPR w materacu pozwala szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia,
- wizualny alarm niskiego ciśnienia ostrzega opiekunów o możliwej nieszczelności materaca zaburzającej jego prawidłowe działanie,
- funkcja statyczna pozwala na napompowanie całego materaca, aby ułatwić pacjentowi wstawanie z niego a opiekunom umożliwić czynności wymagające stabilnego podłoża,
- szybkozłączka transportowa pozwala przewieźć pacjenta pozwalając na zachowanie powietrza w materacu (np. na badania).

## Dane techniczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| wymiary pompy:                    | 28 x 15 x 9 cm     |
| zakres ciśnienia:                 | 30 – 60 mmHg       |
| czas cyklu:                       | 12 minut           |
| wydajność pompy:                  | 8 l/min.           |
| waga pompy:                       | 2,2 kg             |
| zasilanie:                        | 220V/50Hz, 1A      |
| maksymalne bezpieczne obciążenie: | 160 kg             |
| materiał komór:                   | Nylon / PU         |
| materiał pokrowca:                | Nylon / PVC        |
| waga materaca:                    | 4,4 kg             |
| wymiary komory materaca:          | 17 x 12,7 cm       |
| wymiary materaca:                 | 203 x 90 x 12.7 cm |

