

Orteza na bark i ramię typu temblak



Orteza na bark i ramię

wykonana jest z lekkiej przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem.

Składa się z temblaka zawieszonego na taśmie regulowanej przy pomocy taśmy zapinanej na rzep oraz poprzecznego pasa stabilizującego i pozycjonującego ramię przy tułowie.

Wskazania do stosowania ortezy:

- złamania kości ramienia i przedramienia
-

w leczeniu pooperacyjnym w okolicach stawu barkowego i stawu łokciowego

- uszkodzenia przyczepów mięśni w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego
- ochrona struktur tkankowych w obrębie stawu łokciowego
- minimalizuje okres stosowania opatrunku gipsowego po przebytych urazach

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM
S	100 cm
M	125 cm
L	135 cm
XL	145 cm

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA
S	33-38 cm
M	38-43 cm
L	43-48 cm
XL	48-53 cm