

Orteza na bark i ramię



Orteza na bark i ramię

wykonana jest z lekkiej przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem.

Składa się z zawieszki zamocowanej na szelkach posiadających możliwość regulacji długości oraz poprzecznego pasa stabilizującego ramię przy tułowi.

Wykorzystanie zawieszki oraz skrzyżowanych szelek pozwala na bardzo dobrą stabilizację oraz indywidualne dostosowanie do pacjenta. Orteza została wykonana z wykorzystaniem materiałów zapewniających wysoki komfort użytkowania.

Wskazania do stosowania ortezy:

- uszkodzenia przyczepów mięśni w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego
- złamania kości ramienia i przedramienia
- w leczeniu pooperacyjnym w okolicach stawu barkowego i stawu łokciowego

Tabela rozmiarów:

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM
S	100 cm
M	125 cm
L	135 cm
XL	145 cm

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA
S	33-38 cm
M	38-43 cm
L	43-48 cm
XL	48-53 cm