

Temblak kończyny górnej



Temblak kończyny górnej wykonany jest z przewiewnego materiału i wyposażony jest w pas piersiowy regulowany za pomocą klamry i rzepa. Pas posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję przed otarciami i nadmiernym uciskiem.

Wskazania do stosowania temblaka:

- podtrzymywanie kończyny w urazach obejmujących kości przedramienia, stawu łokciowego oraz ramienia
- odciąża kończynę w czasie noszenia opatrunku gipsowego
- w czasie procesu rehabilitacyjnego

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM
XS	45-59 cm
S	60-75 cm
M	76-91 cm
L	92-107 cm
XL	>107 cm