

Stabilizator stawu nadgarstkowego TGO-C SN 402



Stabilizator stawu nadgarstkowego

Wykonany jest z przewiewnego materiału z perforacją oraz lekkiej, aluminiowej szyny wzmacniającej i stabilizującej staw nadgarstkowy od strony dłoniowej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia ściśle przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie.

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- Zapalenie pochewki ścięgna
- Syndrom kanału nadgarstka
- Zwyródnienie stawu nadgarstkowego
- Skręcenia i zwichnięcia
- Artropatia przeciążeniowa
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

Rozmiar (obwód nadgarstka):

- S: 15 - 17 cm
- M: 17 - 19 cm
- L: 19 - 21 cm
- XL: 21 - 23 cm
- XXL: 23 25 cm