

Orteza tułowia Vertebradyn Osteo



Orteza tułowia VERTEBRADYN® OSTEO

Jest aktywną ortezą, która koryguje nieprawidłową postawę ciała, poprawia mobilność poprzez fizjologiczne zoptymalizowanie postawy. Przeciwdziała pogłębiającym się skrzywieniom, zmniejsza ryzyko upadku poprzez wzmocnienie mięśni tułowia. Stabilizuje i dynamicznie wspiera wyprost kręgosłupa bez jego pasywnego usztywnienia.

Orteza stabilizuje uzyskaną prawidłową postawę ciała oraz zmniejsza ból spowodowany przeciążeniem mięśni grzbietu.

Orteza kręgosłupa VERTEBRADYN OSTEO:

- Aktywna orteza tułowia, która nie wywołuje efektu pasywnego usztywnienia mogącego być przyczyną dyskomfortu,
- Skutecznie zapobiega pogłębieniu się skrzywienia kręgosłupa, pomagając utrzymać prawidłową postawę ciała podczas poruszania się, a także gdy siedzisz,

- Redukuje dolegliwości bólowe pleców związane z przeciążeniem mięśni grzbietowych,
- Jest dostępna w wielu rozmiarach – dopasuj odpowiedni, mierząc na siedząco obwód pasa oraz długość kręgosłupa od kręgu szyjnego C7 do powierzchni krzesła.

Zalety tej ortezy:

- Anatomiczna, wstępnie uformowana i regulowana rozsuwana szyna
- Wygodne zakładanie dzięki maksymalnie wydłużonym pasom
- Pasek przeciągnięty przez klamrę minimalizuje wymaganą siłę
- Szlufka: paski są zawsze pod ręką
- Otwór na rękę: łatwe zapięcie
- Indywidualna regulacja pasków
- Indywidualne ułożenie pelot ramiennych
- Wspaniały komfort noszenia dzięki elastycznemu materiałowi

Wskazania:

- Osteoporoza
- Leczenie zachowawcze kifozy wtórnych
- Garb połączony z bolesnością
- Niewydolność mięśni
- ZZSK (choroba Bechterewa)
- W przebiegu leczenia choroby Scheuermanna
- Stabilne złamania kręgów w odcinku piersiowym/lędźwiowym kręgosłupa

Sposób mierzenia:

1. Podczas pomiaru pacjent powinien siedzieć na krześle. Pomiaru dokonujemy od kręgu szyjnego C7 do powierzchni krzesła.



2. Należy zmierzyć obwód pasa.



Odpowiedni rozmiar określa poniższa tabela:

ROZMIAR		OBWÓD TUŁOWIA (cm)	DŁUGOŚĆ PLECÓW (cm)
1	XS	70 - 80	54-60
2	XS	70 - 80	61-67
3	XS	70 - 80	68-75
4	S	80 - 90	54-60
5	S	80 - 90	61-67
6	S	80 - 90	68-75
7	M	90 - 100	54-60
8	M	90 - 100	61-67
9	M	90 - 100	68-75
10	L	100 - 110	54-60

11	L	100 - 110	61-67
12	L	100 - 110	68-75
13	XL	110 - 120	54-60
14	XL	110 - 120	61-67
15	XL	110 - 120	68-75
16	XXL	120 - 130	54-60
17	XXL	120 - 130	61-67
18	XXL	120-130	68-75