

Orteza na rękę i przedramię (uniwersalna)



Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu lekkiej aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie wyrobu do budowy anatomicznej pacjenta, a także bardzo dobrą stabilizację (zupełnie niespotykaną w przypadku tradycyjnej stabilizacji segmentarnej- jednoszynowej).

Głównym komponentem produktów Chrisofix jest bardzo cienki, a przy tym lekki i wytrzymały aluminiowy rdzeń otoczony wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Wskazania do stosowania ortezy:

- ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kości nadgarstka
- zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
- pęknięcia lub złamania w obrębie stawów nadgarstka

- zmiany zwyrodnieniowe w stawie nadgarstkowym
- w celu stabilizacji stawu nadgarstkowego i dłoni
- opadanie porażenne ręki
- przykurcze w stawie nadgarstkowym
- w leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych
- po zdjęciu opatrunku gipsowego, w celu stabilizacji stawu nadgarstkowego i dłoni

Pomiar: szerokość dłoni na wysokości kości śródręcza II-V

ROZMIAR

M	8 - 9 cm
L	> 9 cm