

Orteza na rękę i przedramię (szyna uniwersalna)



Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu lekkiej aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie wyrobu do budowy anatomicznej pacjenta, a także bardzo dobrą stabilizację (zupełnie niespotykaną w przypadku tradycyjnej stabilizacji segmentarnej- jednoszynowej).

Głównym komponentem produktów Chrisofix jest bardzo cienki, a przy tym lekki i wytrzymały aluminiowy rdzeń otoczony wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Wskazania do stosowania ortezy:

- schorzenia neurologiczne centralnego lub obwodowego układu nerwowego, w tym:
 - opadanie porażenne ręki

- przykurcze w stawie nadgarstkowym, śródręczno-paliczkowym i paliczkowym
- ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kości nadgarstka
- zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
- pęknięcia lub złamania w obrębie stawów nadgarstka
- zmiany zwyrodnieniowe
 - w leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych
 - po zdjęciu opatrunku gipsowego
 - w celu stabilizacji stawu nadgarstkowego, dłoni i palców