

Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki (z regulacją kątową)



Orteza stawu łokciowego

Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu lekkiej aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie wyrobu do budowy anatomicznej pacjenta, a także bardzo dobrą stabilizację (zupełnie niespotykaną w przypadku tradycyjnej stabilizacji segmentarnej- jednoszynowej).

Głównym komponentem produktów Chrisofix jest bardzo cienki, a przy tym lekki i wytrzymały aluminiowy rdzeń otoczony wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Wskazanie do stosowania ortezy:

- Schorzenia neurologiczne centralnego lub obwodowego układu nerwowego
- Zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
- Złamania i pęknięcia śród-stawowe stawu łokciowego
- Stany zapalne ostre i przewlekłe stawów łokciowego i nadgarstkowego
- Ostre lub przewlekłe stany zapalne kości przedramienia i/lub ramienia
- W leczeniu zachowawczym po zabiegach operacyjnych:
 - po zdjęciu opatrunku gipsowego,
 - w celu stabilizacji ramienia, stawu łokciowego, przedramienia i stawu nadgarstkowego przy jednoczesnym ograniczeniu supinacji i pronacji przedramienia.

Regulacja w zakresie 90-100 stopni

Rozmiar (długość od łokcia do wysokości stawów śródręczno-paliczkowych):

- S: 26 - 30 cm
- M: 30 - 34 cm
- L: >34 cm