

Lekki wózek inwalidzki ECLIPS XXL dla osób bardzo otyłych



Ten lekki wózek inwalidzki przeznaczony jest do przemieszczania się osób ważących nawet do 200 kg. Solidna konstrukcja ze stopów lekkich aluminium, pozwala na komfortowy i bezpieczny transport osoby otyłej. Stworzony na bazie podwójnej ramy krzyżakowej, dzięki której jego składanie jest proste i nieskomplikowane. Dzięki anatomicznie zaprojektowanej strefie siedziskowej i oparcia użytkownik ma zapewniony najwyższy komfort korzystania. Wózek wyposażony jest we wzmocnione tylne koła, dedykowane specjalnie do transportu ciężkich pacjentów. Dodatkowym, standardowym wyposażeniem są bębnowe hamulce pozwalające na optymalną kontrolę nad pojazdem osobie towarzyszącej. Innowacyjna i nowoczesna konstrukcja wózka zapewnia możliwość dostosowania niektórych parametrów do potrzeb pacjenta. Będące na wyposażeniu pojazdu podnóżki są regulowane i odchylane, tak jak wyjmowane podłokietniki. Ten

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

model można doposażyć w dodatkowe, ponadstandardowe akcesoria jak ściągane jednopłytkowe podnóżki, wyciągane i odchylane za oparcie podłokietniki oraz anatomiczną tapicerkę. Dzięki tym dodatkowym gadżetom możecie Państwo idealnie dopasować wózek do wymagań użytkownika aby najlepiej spełniał oczekiwania właściciela. Model posiada 5-letnią gwarancję producenta.

Mocowanie koła	Na szybkozłączkę
Maksymalne obciążenie	200 kg
Waga wózka	38,5 / 39 / 40 / 40,5 kg
Szerokości siedziska [cm]	60/65/70/75
Szerokość całkowita [cm]	85/90/95/100
Szerokość po złożeniu [cm]	37,5
Wysokość oparcia [cm]	62
Długość wózka [cm]	114
Wysokość wózka [cm]	107
Gwarancja	5 lat

Istnieje możliwość doposażenia produktu w kilka dodatkowych opcji, takich jak:

- Podnóżki jednopłytkowe ściągane
- Tapicerka anatomiczna
- Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie

Jeżeli są Państwo zainteresowani niestandardowymi rozwiązaniami prosimy o zapoznanie się z katalogiem dodatków i skontaktowanie się z nami telefonicznie pod numerem 531-955-585 lub mailowo: sklep@pomocdlaseniora.pl w celu złożenia zamówienia.

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

[KARTA PRODUKTU](#)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.