

Wózek ręczny standardowy ze stali precyzyjnej 708 Delight



Klasyczny wózek inwalidzki wykonany ze stali precyzyjnej. Przeznaczony dla osób z dysfunkcją ruchu. Wózek posiada konstrukcję modułową tzn., że standardową wersję można rozbudowywać i modyfikować w taki sposób, aby spełniała jak najlepiej oczekiwania użytkownika.

												
1109	560 590	280	390 420	490	430	420	225	383 - 458	15°	1619	18	120
	610 630 650 670		440 460 480 500									

WYMIARY I OPIS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opcje dodatkowe - WYCENA PO KONTAKCIE MAILOWYM LUB TELEFONICZNYM:

- podłokietnik długi.
- podłokietnik ścięty – standard.
- podłokietnik z regulacją wysokości.
- podłokietnik regulowany góra-dół - długi.
- podłokietnik typu „T”.
- ppodparcie stabilizujące łokieć , dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi.
- pstandardowe podnóżki.
- ppodnózek skrócony.
- podnózek z jedną płytą.
- podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę.
- podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę – typ ORTHO. Odchylane podparcia pod łydkę i regulowane (głębokość i wysokość).
- podnózek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki.
- szeroki pas pod łydki.
- Neo Pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.
- Neo Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy.
- Neo Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy , wykonany z neoprenu perforowanego.
- Neo Pas odwodzący , wykonany z neoprenu perforowanego.
- klin.
- przedłużenie oparcia -demontowalne.
- zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach.
- pelota tułowia do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34.
- kółka przeciwwyrotne.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.